



Armazenamento e distribuição de artigos esterilizados

**Módulo 6: Bases Científicas para
Prática de Enfermagem I –
Prevenção e Controlo de
Infecções (PCI)**



Armazenamento de itens esterilizados

- Itens esterilizados devem ser armazenados em área de forma que estejam protegidos de pó, sujeira, humidade, animais e insectos;
- A temperatura do ambiente deve ser em torno de 24°C, quando possível;
- Os itens devem ser guardados a 20–25 cm do chão, 45–50 cm do tecto e 15–20 cm da parede externa.
- Não utilize caixas de papel pois acumulam pó, detritos e insectos.
- Anote a data e mantenha o fluxo dos itens de modo que os Primeiros a Entrar sejam os Primeiros a Sair – Técnica PEPS.



Armazenamento de itens esterilizados

- A área de armazenamento fica melhor localizada perto de ou ligada ao local onde tem lugar a esterilização, em área anexa de acesso limitado, que é utilizada unicamente para guardar itens esterilizados.
- Em unidades de saúde menores, esta área pode ser simplesmente um quarto de fornecimento central ou pode situar-se na unidade de pequenas cirúrgias ou operações.



Prazo de Validade

- A validade de um item esterilizado está relacionado com os eventos:
 - ✓ Um rasgão no material de acondicionamento;
 - ✓ O pacote ficar húmido;
 - ✓ Qualquer outro facto que permita que os microrganismos penetrem no pacote ou no recipiente.
- O item permanece esterilizado até que algo provoque a contaminação do pacote ou recipiente.



A validade de um item esterilizado

- A vida útil de esterilização depende dos seguintes factores:
 - ✓ Qualidade do material de acondicionamento;
 - ✓ Número de vezes que um pacote é manuseado antes da sua utilização;
 - ✓ Número de pessoas que manusearam o pacote;
 - ✓ Do armazenamento do pacote ser feito em prateleiras abertas ou fechadas;
 - ✓ Condições da área de armazenamento (humidade, ventilação e limpeza);
 - ✓ Utilização de protecções plásticas contra o pó e método de selagem.



Ao receber um item esterilizado

- Examine o pacote para ter a certeza de que está intacto, de que a fita selante se encontra intacta e de que está limpo e seco, sem manchas de água.
- Assim, poderá ter uma garantia razoável de que está esterilizado independente de quando foi esterilizado.



Área de armazenamento de itens esterilizados



O que se mostra inadequado?



Área de armazenamento de itens esterilizados



O que se mostra adequado?



Vamos comparar as duas áreas de itens esterilizados

